


PUMA ELI AMBIDEXTRE

POSITIONNEMENT PARFAIT
QUEL QUE SOIT LE STYLE



CASTELLINI.COM




CASTELLINI
PASSION FOR DENTISTRY SINCE 1935

Objet d'une mise à jour technologique constante, les caractéristiques techniques indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Selon les normes en vigueur, dans les zones hors UE la disponibilité et les spécifications de certains produits et/ou caractéristiques peuvent varier. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

CECNARZ41S00

3/2024


Making Your Life Better.

**Stabilimento
Plant**

CEFLA NORTH AMERICA Inc, 6125 Harris Technology Blvd., 28269 Charlotte NC
Tel. +1 (704)598-0020
Sales Support +1(800)416-3078
Tech Service +1(866)466-5228

**BU Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters**

CEFLA s.c. - Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344

**Stabilimento
Plant**


CEFLA s.c. - Via Bicocca, 14/C - 40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601

CASTELLINI.COM

ÉQUILIBRE ET CONFORT


L'unité de soins Castellini Puma ELI Ambidextre allie un design fuselé à des performances garanties pour votre cabinet dentaire grâce à l'ingénierie et à la production de haute qualité de Cefla.
Pour répondre aux besoins du marché nord-américain soucieux des prix, cette unité est disponible dans une configuration standard unique.





S'ADAPTER À L'AGENCEMENT DU CABINET

La boîte de jonction peut être placée à l'endroit où se trouvent les raccords dans la salle opératoire - jusqu'à près de 60 pouces de la base de l'unité de soins.



PIVOTEMENT

Le fauteuil du patient peut pivoter de 30° vers la gauche ou la droite, facilitant ainsi l'accès pour les patients. Il aide également l'équipe du praticien à ajuster la position en fonction du traitement requis.



S.S.S.

Le réservoir alimente en eau les seringues et les pièces à main du fauteuil. Utilisez vos tablettes de désinfection du réservoir préférées pour l'usage quotidien ou pour un traitement plus intensif.



TÊTIÈRE STANDARD

La tête sur 2 axes facile à régler s'adapte facilement aux patients de différentes hauteurs.



CLAVIER

Situés des deux côtés de l'assise, les claviers de commande permettent aux utilisateurs de contrôler le mouvement du fauteuil du patient, de définir ou rappeler les positions programmées, et de verrouiller/déverrouiller le pivotement du fauteuil.



CONSOLE TACTILE LCD

L'unité de soins Puma ELI Ambidextre est équipée d'une nouvelle console avec écran tactile. L'afficheur alphanumérique permet un contrôle précis des pièces à main et des détartreurs.

L'unité est livrée avec un tube à 6 inserts et deux tubes à 4 inserts. Le kit Cefla permet d'ajouter un détartreur piézoélectrique ou le détartreur à ultrasons, très répandu [unité de commande électronique, pièce à main et tubes du détartreur à acheter séparément auprès de votre revendeur].



TABLETTE ASSISTANTE

L'assistante gère toute une série de fonctions à l'aide du panneau de contrôle intégré, telles que le déplacement du fauteuil, l'éclairage, le nettoyage et la pression du réservoir d'eau.



TABOURET C8

Le tabouret C8 destiné à l'assistante est conçu pour fournir une mobilité optimale, un accès rapide à tous les instruments et un soutien optimal des bras avec la barre qui peut être positionnée à gauche, au centre ou à droite.

TABOURET C7

Un traitement parfait tout en bénéficiant d'un bon soutien corporel grâce au tabouret C7. Les mécanismes de réglage garantissent que le siège et le dossier sont réglés en fonction de la morphologie de l'opérateur, tandis que le design compact permet un accès complet à toutes les parties de l'unité de soins. Le siège a été revisité pour soutenir correctement les cuisses, en limitant la compression sur les structures de l'artère fémorale.



PÉDALE TYPE POWER PEDAL

La pédale type Power Pedal permet un contrôle plus fin de la pièce à main que le rhéostat à commande pneumatique typique. De plus, elle contrôle Chip Air & Water et offre un accès mains libres aux positions programmées du fauteuil.




SCIALYTIQUE VENUS E LED

Supplied as standard with 3-axis movement, front panel, removable handles and six LED sources to minimize shadows. Light intensity can also be set, via the sensor, within the 7,000 - 40,000 Lux range. The No Touch sensor lets the user switch the lamp on/off without touching any button.



SERINGUE

Caractérisé par le design Cefla fuselé et facile à manipuler, la seringue est disponible en version à trois voies (pas d'option d'eau chaude). La poignée et les becs sont autoclavables, ce qui permet des économies considérables par rapport aux parties jetables.



MEMORY FOAM

Disponible en option, Memory Foam s'adapte à la taille des patients, garantissant un soutien anatomique approprié et un confort maximal à tout moment.

GAMME COULEURS

102	bleu atlantique	115	saumon écossais
113	bleu pacifique	132	violet myrtille
106	bleu méditerranéen	134	glycine japonaise
136	bleu indien	135	rouge vénitien
101	vert caraïbe	130	noir graphite
123	vert polynésien	121	gris anthracite
103	jaune névada	137	argent brillant

REMBOURRAGE MEMORY FOAM

198	bleu atlantique	195	saumon écossais
183	bleu pacifique	192	violet myrtille
196	bleu méditerranéen	184	glycine japonaise
186	bleu indien	194	rouge vénitien
197	vert caraïbe	180	noir graphite
193	vert polynésien	199	gris anthracite
182	jaune névada	187	argent brillant

